





Abbildung	Art.-Nr. OMB HANDELS AG	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VE
	<b>38501</b>	Vapocid®-Tray System 1/1 Edelstahl Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	288x189x47mm 11 5/16" x 7 7/16" x 1 14/16"	1
	<b>38502</b>	Vapocid®-Tray System 1/2 Edelstahl Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	189x144x47mm 7 7/16" x 5 10/16" x 1 14/16"	1
	<b>38953</b>	Vapocid®-Tray System 1/4 Edelstahl Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl und 2 Filter	189x82x45mm 7 7/16" x 3 7/32" x 1 3/4"	1
	<b>38935</b>	Vapocid®-Tray System 1/1 Edelstahl ENDO Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	288x189x70mm 11 5/16" x 7 7/16" x 2 3/4"	1






Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VE
	<b>38936</b>	Vapocid®-Tray System 1/2 Edelstahl ENDO Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	189x144x70mm 7 7/16" x 5 10/16" x 2 3/4"	1
	<b>38964</b>	Vapocid®-Tray System 1/4 Edelstahl ENDO Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl und 2 Filter	189x82x68mm 7 7/16" x 3 7/32" x 2 11/16"	1
	<b>38717</b>	Instrumentenhalter <sup>1</sup>	9x	2-Pack
	<b>38417</b>	Instrumentenhalter kurz	4-5x*	2-Pack
	<b>38996</b>	Instrumentenhalter mini	1-2x**	2-Pack
<sup>1</sup> - für 1/1 Tray werden evtl. <u>zwei</u> 2-Pack benötigt: = bis ca.18 Instrumente <b>x</b> = Anzahl Instrumente * - z.B. für 1/4 Tray; Aufnahme bis 4 od. 5 Instrumente ** - z.B. für 1/4 Tray; Aufnahme 1 od. 2 Instrumente				
	<b>38944</b>	Instrumententräger ENDO* 568		4-Pack
	<b>38942</b>	Instrumententräger ENDO* 284		2-Pack
	<b>38941</b>	Instrumententräger ENDO* 142		1
	* jeweils inkl. Befestigungssatz / <sub>n</sub> = bis max. Anzahl Endo-Instrumente			
	<b>38940</b>	Befestigungssatz 142 ENDO (Ersatzteil)		1

Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VE
-----------	----------	-------------	---------------	----


OMB HANDELS AG




<b>38903</b>	Kennzeichnungsschild			2-Pack
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Laserbeschriftung:</b> auf Anfrage</li> <li>- <b>Gravur:</b> Bei geringen Stückzahlen empfehlen wir vor Ort gravieren zu lassen</li> <li>- <b>DOCMA* (DIOS)</b> - auf Anfrage</li> </ul>		
		* Document Management		





	Ersatzfilter 1/1			
<b>38508</b>				20-Pack
<b>38898</b>				50-Pack
<b>38900</b>				100-Pack




	Ersatzfilter 1/2			
<b>38505</b>				20-Pack
<b>38897</b>				50-Pack
<b>38899</b>				100-Pack



	Ersatzfilter 1/4			
<b>38949</b>				20-Pack
<b>38952</b>				50-Pack
<b>38963</b>				100-Pack

Abbildung	Art.-Nr. OMB HANDELS AG	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VE
	<b>38961</b>	Waschtray-Deckel 1/1 Edelstahl inkl. 2 Verschlussklammern	288x189x11 mm 7 7/16" x 5 10/16" x 4/10"	1
	<b>38981</b>	Waschtray-Deckel 1/1 Edelstahl ENDO inkl. 2 Verschlussklammern	288x189x11 mm 7 7/16" x 5 10/16" x 4/10"	1
	<b>38972</b>	Waschtray-Deckel 1/2 Edelstahl inkl. 2 Verschlussklammern	189x144x11 mm 7 7/16" x 5 10/16" x 4/10"	1
	<b>38992</b>	Waschtray-Deckel 1/2 Edelstahl ENDO inkl. 2 Verschlussklammern	189x144x11 mm 7 7/16" x 5 10/16" x 4/10"	1
	<b>38984</b>	Waschtray-Deckel 1/4 Edelstahl inkl. 2 Verschlussklammern	189x82x11mm 7 7/16" x 3 7/32" x 4/10"	1
	<b>38954</b>	Waschtray-Deckel 1/4 Edelstahl ENDO inkl. 2 Verschlussklammern	189x82x11mm 7 7/16" x 3 7/32" x 4/10"	1
	<b>38995</b>	Tray-Halter Edelstahl zur Aufnahme von - entweder ca. 3 x 1/1 Tray oder ca. 6 x 1/2 Tray oder ca. 2 x 1/1 Tray Endo oder ca. 4 x 1/2 Tray Endo  passend für Sterilisationskammer mit mindestens Ø 250 mm Kammerdurchmesser		1

**Anwendungsbeispiele: Definieren Sie Ihre individuellen Tray-Layouts nach Belieben!**



Alle Daten und Größenangaben sind ohne Gewähr und sind nur zur Referenz (circa-Wert) \* VE = Verpackungseinheit  
Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage  
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen \* Änderungen vorbehalten